


Ультразвуковые ванны



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ-ФСМ
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ-М



www.geosoft.ru

129626, Москва,
3-я Мытищинская ул., д.16, стр.14,
Тел./Факс: (495) 663 22 11
E-mail: mail@geosoft.ru

DENT
GEOSOFT

Ультразвуковые ванны серии «УльтраЭст»

Ультразвуковые ванны серии «УльтраЭст» предназначены для предстерилизационной очистки и дезинфекции медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе стоматологического и косметологического профилей.

Предстерилизационная очистка и дезинфекция инструментов осуществляется в соответствующем моющем растворе под воздействием ультразвука.



Модельный ряд ультразвуковых ванн серии «УльтраЭст»:

ultra **EST**

1

«УльтраЭст»

Ультразвуковая ванна в пластмассовом корпусе с электронным таймером на 3 мин. Предназначена для очистки и дезинфекции **МЕЛКИХ** инструментов. Рабочий объем резервуара - **150 мл.**

2

«УльтраЭст-ФСМ»

Ультразвуковая ванна в металлическом корпусе с механическим таймером на 15 мин. Предназначена для очистки и дезинфекции инструментов **СРЕДНЕГО** размера. Рабочий объем резервуара - **1,5 л.**

3

«УльтраЭст-М»

Ультразвуковая ванна в металлическом корпусе с механическим таймером на 15 мин. Предназначена для очистки и дезинфекции инструментов **МЕЛКОГО** и **СРЕДНЕГО** размера. Рабочий объем резервуара - **1,6 л.**

Основные характеристики:

Питание — 220В, 50/60 Гц;	УльтраЭст	УльтраЭст-ФСМ	УльтраЭст-М
Объем резервуара	150 мл	1,5 л	1,6 л
Габаритные размеры резервуара	70 x 41,2 мм	145x135x70 мм	225x125x50 мм
Объем используемого моющего раствора	50 / 100 мл	1,0 л	1,2 л / 100 мл
Таймер	3 мин	от 1 до 15 мин	от 1 до 15 мин
Частота ультразвукового преобразователя	61,0 ± 1,5 кГц	38,5 ± 1,5 кГц	38,5 ± 1,5 кГц
Потребляемая мощность	25 Вт	45 Вт	45 Вт
Габаритные размеры изделия	128 x124 мм	178x163x190 мм	267x182x165 мм
Вес	0,5 кг	2,7 кг	2,9 кг

Отличительные особенности и преимущества:

- Малое время обработки инструментов (от 3 до 15 мин.)
- Возможность совмещения предстерилизационной очистки и дезинфекции** в одном цикле работы изделия – экономия времени и моющего раствора
- Возможность дополнительной экономии моющего раствора при обработке мелкого инструментария за счет использования мерного стаканчика с моющим раствором, устанавливаемого в резервуар ванны, заполненный обычной проточной водой
- Простота в управлении
- Надежность конструкции
- Компактные размеры и привлекательный внешний вид





Ваш региональный дилер



www.geosoft.ru

129626, Москва,
3-я Мытищинская ул., д.16, стр.14,
Тел./Факс: (495) 663 22 11
E-mail: mail@geosoft.ru

